

Anticorps Monoclonal Anti-Enos Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Numéro d'article: CM0003456



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'eNOS humaine (NOS3), validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la synthèse d'oxyde nitrique endothéliale, une enzyme clé en biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eNOS Rabbit mAb
Remarques/Alias	eNOS ; ECNOS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4846
GeneID	4846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1035-1110 de l'eNOS humaine (NP_000594.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29474
Poids protéique	133 kDa
Expédition	Sac de glace