

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Enox2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16206

Numéro d'article: CM0026323

### Introduction

Anticorps ENOX2 polyclonal de lapin pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'ENOX2 humain, murin, de rat (APK1, tNOX), une oxydase associée aux tumeurs de la membrane cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | ENOX2 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias     | APK1, tNOX, COVA1, ENOX2                                                                                                       |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| ID du gène (Humain) | 10495                                                                                                                          |
| ID du gène          | 10495                                                                                                                          |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-610 de l'ENOX2 humain (NP_872114.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS               | Q16206                                                                                                                         |
| Poids protéique     | 70kDa                                                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |