

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Enpp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - G3X9S2

Numéro d'article: CM0021454

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Enpp1 de souris (membre 1 de la famille des ectonucléotide pyrophosphatase/phosphodiesterase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et le rat. Accession UniProt G3X9S2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Enpp1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Pca, ttw, twy, M6S1, NPP1, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnp1, CD203c, E-NPP1, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5167
GeneID (Souris)	18605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-730 de l'Enpp1 de souris (NP_032839.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	G3X9S2
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace