


## Anticorps Polyclonal Anti-Enpp3 Pour Wb, Elisa - O14638

Numéro d'article: CM0018525



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ENPP3 validé pour WB et ELISA. Cible l'ectonucléotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3 (CD203c), impliquée dans le métabolisme des nucléotides et la régulation immunitaire. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ENPP3 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 5169                                                                                                                            |
| GeneID               | 5169                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 646-875 de l'ENPP3 humain (NP_005012.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                | O14638                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 100kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |