

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Enpp5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uja9

Numéro d'article: CM0009477



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ENPP5 humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur la communication neuronale et la fonction des ectonucléotidases.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | ENPP5 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)                                                                                                  |
| Remarques/Alias             | NPP5 ; NPP-5 ; ENPP5                                                                                                                       |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (humain)             | 59084                                                                                                                                      |
| GeneID                      | 59084                                                                                                                                      |
| Immunogène                  | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 378-477 de l'ENPP5 humain (Q9UJA9). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                      |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                       | Q9UJA9                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire protéique | 55 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                               |