

Anticorps Polyclonal Anti-Ensa/Arpp-19E Pour Wb Et Elisa - O43768

Numéro d'article: CM0017266

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'alpha-endosulfine humaine (ENSA/ARPP-19e), adapté pour WB et ELISA, détecte la protéine de souris. Idéal pour l'étude de l'inhibition de la PP2A lors de la mitose et des voies de sécrétion de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENSA Lapin pAb
Remarques/Alias	ARPP-19e; ENSA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2029
GeneID	2029
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ENSA humaine (NP_996929.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O43768
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace