

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ent2/Slc29A2 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14542

Numéro d'article: CM0002966

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ENT2/SLC29A2 humain (Q14542), adapté pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport des nucléosides et de la fonction des transporteurs de nucléosides équilibratifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ENT2/SLC29A2 Lapin mAb
Remarques/Alias	ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3177
GeneID	3177
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ENT2/SLC29A2 humain (Q14542).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14542
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace