

Anticorps Polyclonal Anti-Entpd1/Cd39 Pour Wb, If, Ihc-P - P49961

Numéro d'article: CM0026064

Introduction

Le pAc Lapin ENTPD1/CD39 cible l'ectonucléoside triphosphate diphosphohydrolase 1, un régulateur clé de la signalisation purinergique. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin ENTPD1/CD39
Remarques/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	953
GeneID	953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'ENTPD1/CD39 humaine (NP_001157655.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49961
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace