

Anticorps Polyclonal Anti-Entpd2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L3

Numéro d'article: CM0030302

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ENTPD2 humain (CD39L1/NTPDase-2) pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible l'ectonucléotidase impliquée dans le métabolisme des nucléotides extracellulaires ; adapté à la recherche sur le cancer, l'immunologie et les maladies cardiovasculaires. - Q9Y5L3

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENTPD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD39L1 ; NTPDase-2 ; ENTPD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	954
GeneID	954
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y5L3
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace