

Anticorps Monoclonal Anti-Entpd5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075356

Numéro d'article: CM0002147

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ENTPD5, validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible une nucléoside diphosphatase du RE de 48 kDa impliquée dans le contrôle qualité des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ENTPD5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	957
GenelD	957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de l'ENTPD5 humain (075356).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075356
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace