

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Entpd5 Pour Wb, Elisa - 075356

Numéro d'article: CM0002478

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ENTPD5 humain (CD39L4/PCPH), adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction UDPase du RE dans le repliement et le contrôle qualité des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ENTPD5
Remarques/Alias	PCPH ; CD39L4 ; NTPDase-5 ; ENTPD5
Espèce	Humain
GeneID	957
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de l'ENTPD5 humain (075356).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	075356
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace