

Anticorps Polyclonal Anti-Entpd6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75354

Numéro d'article: CM0023026

Introduction

ENTPD6 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit contre la protéine humaine ENTPD6 (aa 61-300). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, il reconnaît l'ENTPD6 humain, murin et rat, une nucléoside diphosphatase de la membrane de l'appareil de Golgi impliquée dans l'hydrolyse des nucléotides et la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENTPD6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD39L2 ; IL6ST2 ; IL-6SAG ; NTPDase-6 ; dj738P15.3 ; ENTPD6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	955
GeneID	955
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-300 de l'ENTPD6 humain (NP_001304870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75354
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace