

Anticorps Polyclonal Anti-Eomes Pour Wb, Elisa - 095936

Numéro d'article: CM0018759

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EOMES humaine (TBR2). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études en biologie du développement, neurobiologie et régulation de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EOMES Rabbit pAb
Remarques / Alias	TBR2 ; EOMES
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8320
GeneID	8320
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 463-686 de l'EOMES humaine (NP_005433.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95936
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace