

Anticorps Polyclonal Anti-Ep300 Pour Ihc-P, Elisa - Q09472

Numéro d'article: CM0020723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'acétyltransférase des histones p300 humaine (EP300). Validé pour l'IHC-P et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Soutient les recherches sur la biologie de la chromatine et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EP300 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2033
ID du gène	2033
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 940 et 1030 de l'EP300 humain (NP_001420.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q09472
Poids moléculaire	264 kDa
Expédition	Sac de glace