


Anticorps Polyclonal Anti-Ep400 Pour Wb, Elisa - Q96L91

Numéro d'article: CM0014220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EP400 humain (p400), une composante de 343 kDa du complexe NuA4. Validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EP400 Lapin pAb
Remarques/Alias	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57634
GeneID	57634
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96L91
Poids Protéique	343kDa
Expédition	Sac de glace