

Anticorps Polyclonal Anti-Epac1/Rapgef3 Pour Wb, Elisa - O95398

Numéro d'article: CM0019966



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Epac1/RAPGEF3 humain, un facteur d'échange de nucléotides guanine Rap régulé par l'AMPc. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec les épitopes humains et murins. Poids moléculaire prédit : 104 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Epac1/RAPGEF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	EPAC ; EPAC1 ; bcm910 ; HSU79275 ; CAMP-GEFI ; Epac1/RAPGEF3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10411
Identifiant du gène	10411
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'Epac1/Epac1/RAPGEF3 humain (NP_001092002.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95398
Poids protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace