


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Epac1/Rapgef3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95398

Numéro d'article: CM0009390



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Epac1/RAPGEF3 humain (SWISS : O95398) pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Epac1 est un GEF activé par l'AMPc pour Rap1, impliqué dans l'angiogenèse et la fonction barrière.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Epac1/RAPGEF3 mAb lapin
Remarques / Alias	EPAC ; Epac1/RAPGEF3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10411
Identifiant du gène	10411
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 824 et 923 de l'Epac1/RAPGEF3 humain (O95398).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95398
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace