

Anticorps Polyclonal Anti-Epas1/Hif2A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99814

Numéro d'article: CM0030475



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'EPAS1/HIF2 α humain (SWISS : Q99814). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'hypoxie et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPAS1/HIF2 α Lapin pAb
Remarques/Alias	HLF; MOP2; ECT4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2 α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2034
GeneID	2034
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99814
Poids de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace