


Anticorps Monoclonal Anti-Epb41 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11171

Numéro d'article: CM0005114



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'EPB41 humain (4.1R), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette membranaire, la biologie des érythrocytes et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPB41 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HE; EL1; 4.1R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2035
Identifiant du gène	2035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 711 et 810 de l'EPB41 humain (NP_001159477.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11171
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace