


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epb41 Pour Wb, Elisa - P11171

Numéro d'article: CM0023596



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPB41 humain (4.1R, Bande 4.1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études du squelette membranaire et de la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EPB41 Lapin pAb
Remarques/Alias	HE; EL1; 4.1R; EPB41
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	2035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-500 de l'EPB41 humain (NP_001159478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11171
Poids Moléculaire de la Protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace