


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epb41 Pour Wb, Ip, Elisa - P11171

Numéro d'article: CM0021703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EPB41 humain (Protéine 4.1R) pour le Western blotting, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Cible une protéine du squelette de la membrane érythrocytaire de 97 kDa impliquée dans la stabilité mécanique et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPB41 Lapin pAb
Remarques/Alias	HE; EL1; 4.1R
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2035
GeneID	2035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 de l'EPB41 humain (NP_001159477.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11171
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace