

Anticorps Polyclonal Anti-Epb41L2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43491

Numéro d'article: CM0029530

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPB41L2 humain (4.1G), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude du cytosquelette, de la mitose et de la fonction du cortex cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPB41L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	4.1G; 4.1-G; EPB41L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2037
GeneID	2037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de l'EPB41L2 humain (NP_001186317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43491
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace