

Anti-Epb42 (Protéine Érythrocytaire 4.2) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour If/Cci Et Elisa - P16452

Numéro d'article: CM0028927



Introduction

EPB42 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la protéine érythrocytaire 4.2, validé pour IF/CCI et ELISA chez l'humain et la souris. Idéal pour étudier la stabilité de la membrane érythrocytaire, l'anémie et les troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EPB42 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PA; SPH5
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2038
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 589-691 de l'EPB42 humain (NP_001107606.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16452
Poids Moléculaire de la Protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace