

Anticorps Polyclonal Anti-Epb42 Pour Wb, Elisa - P16452

Numéro d'article: CM0022946



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPB42 humain (protéine 4.2). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris. Idéal pour les recherches sur la stabilité de la membrane érythrocytaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPB42 pAb de lapin
Remarques/Alias	PA ; SPH5 ; EPB42
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2038
GeneID	2038
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-240 de l'EPB42 humain (NP_001107606)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P16452
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac réfrigérant