

Anticorps Polyclonal Anti-Epcam Pour Wb, Elisa - Q99Jw5

Numéro d'article: CM0023064

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Epcam pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la molécule d'adhésion des cellules épithéliales (CD326, EGP314). Immunogène : Epcam de souris recombinant (aa 24-266).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Epcam Lapin pAb
Remarques/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsdl; GA733-2; Tacstd1; Epcam
Espèce	Souris
ID de gène	17075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-266 de l'Epcam de souris (NP_032558.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99JW5
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace