

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Epcam Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16422

Numéro d'article: CM0002575



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'EpCAM humain (CD326) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'EpCAM humain, murin et de rat. Utile pour la recherche sur l'adhésion des cellules épithéliales et les études sur les cellules souches cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-EpCAM
Remarques/Alias	ESA ; KSA ; M4S1 ; MK-1 ; DIAR5 ; EGP-2 ; EGP40 ; KS1/4 ; MIC18 ; TROP1 ; BerEp4 ; EGP314 ; HNPCC8 ; LYNCH8 ; MOC-31 ; Ber-Ep4 ; TACSTD1 ; EpCAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4072
Identifiant du gène	4072
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'EpCAM humain (P16422))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16422
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace