

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epcam Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16422

Numéro d'article: CM0014628



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EpCAM validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la molécule d'adhésion des cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-EpCAM
Remarques/Alias	ESA ; KSA ; M4S1 ; MK-1 ; DIAR5 ; EGP-2 ; EGP40 ; KS1/4 ; MIC18 ; TROP1 ; BerEp4 ; EGP314 ; HNPPC8 ; LYNCH8 ; MOC-31 ; Ber-Ep4 ; TACSTD1 ; EpCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4072
GeneID	4072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-265 de l'EpCAM humain (NP_002345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16422
Poids Moléculaire Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace