

Anticorps Monoclonal Anti-Epcr/Cd201 Pour Wb, Elisa - Q64695

Numéro d'article: CM0007318

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'EPCR/CD201 de souris. Validé pour WB et ELISA. Impliqué dans la coagulation sanguine via l'activation de la protéine C. Adapté à la recherche sur l'hémostase et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPCR/CD201 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	10544
ID du gène	19124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 de l'EPCR/CD201 de souris (NP_035301.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64695
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace