


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Epcr/Cd201 Pour Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0004436



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine EPCR/CD201, validé pour les applications WB, FC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la coagulation et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPCR/CD201 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	PROCR ; CCCA ; CCD41 ; EPCR ; récepteur de la protéine C ; EPCR/CD201
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10544
GeneID	10544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 de l'humain CD201/EPCR (NP_006395.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNN8
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace