


Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Eph B3 (Ephb3) Pour Wb, Elisa - P54753

Numéro d'article: CM0003021



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le récepteur Eph B3 (EPHB3) humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible un récepteur tyrosine kinase clé impliqué dans le guidage axonal et le développement des synapses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-récepteur Eph B3 (EPHB3) de lapin
Remarques/Alias	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Récepteur Eph B3 (EPHB3)
Espèce	Humain
GenelD	2049 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 du récepteur Eph B3 (EPHB3) humain (P54753)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54753
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace