

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epha1 Pour Wb, Elisa - P21709

Numéro d'article: CM0027375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPHA1 humain, validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Applicable à la recherche sur la signalisation des récepteurs d'éphrine, l'angiogenèse et les carcinomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2041
GeneID	2041
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'EPHA1 humain (NP_005223.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21709
Poids de la protéine	108kDa
Expédition	Sachet de glace