

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Epha2 Pour Wb Et Elisa - P29317

Numéro d'article: CM0005039



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant EPHA2 humain (récepteur de type éphrine-A 2). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la migration, la différenciation et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EPHA2 Lapin mAb
Remarques/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-534 de l'EPHA2 humain. (NP_004422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P29317
Poids Protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace