

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epha2 Pour Wb & Elisa - P29317

Numéro d'article: CM0029602



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant EPHA2 humain (récepteur de type éphrine-A 2), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le cancer, l'angiogenèse et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Espèce	Humain
GeneID	1969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-530 de l'EPHA2 humain (NP_004422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29317
Poids moléculaire	108kDa
Expédition	Sac de glace