

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epha3 Pour Wb, Elisa - P29320

Numéro d'article: CM0027985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EPHA3 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'EPHA3 humain, souris et rat (110 kDa). Convient pour les études sur la signalisation des récepteurs ephrine, l'adhésion cellulaire et les processus développementaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EPHA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2042
GeneID	2042
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-545 de l'EPHA3 humain (NP_005224.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29320
Poids protéique	110kDa
Expédition	Sac de glace