

Anticorps Polyclonal Anti-Epha3/Epha4/Epha5 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29320 / P54764 / P54756

Numéro d'article: CM0019401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les récepteurs humains EPHA3, EPHA4 et EPHA5. Validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation des récepteurs éphrine et de l'adhésion cellulaire dans la recherche sur le développement et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb EPHA3/EPHA4/EPHA5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2042/2043/2044
Identifiant du gène	2042/2043/2044
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 800 de l'EPHA3/EPHA4/EPHA5 humain (NP_005224.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29320/P54764/P54756
Expédition	Sac de glace