

Anticorps Polyclonal Anti-Epha4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54764

Numéro d'article: CM0029427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EPHA4 (EK8/SEK/TYRO1) validé pour l'Humain, la Souris, le Rat en WB, IF/ICC, ELISA. Cible le récepteur d'éphrine impliqué dans le développement et la réparation du système nerveux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	EK8 ; SEK ; HEK8 ; TYRO1 ; EPHA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2043
GeneID	2043
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-100 de l'EPHA4 humain (NP_004429.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54764
Poids protéique	110 kDa
Expédition	Sac de glace