


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epha5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54756

Numéro d'article: CM0014242



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPHA5 humain (UniProt P54756). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur le guidage axonal, la plasticité synaptique et la signalisation des récepteurs tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	EPHA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	EK7 ; CEK7 ; EHK1 ; HEK7 ; EHK-1 ; TYRO4 ; EPHA5
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	2044
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'EPHA5 humain (NP_004430.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54756
Poids Moléculaire de la Protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace