

Anticorps Polyclonal Anti-Ephb2 Pour Wb, Elisa - P29323

Numéro d'article: CM0024712



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPHB2 humain (NP_059145.2, acides aminés 250-540). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche en neurosciences du développement, l'angiogenèse et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DRT ; EK5 ; ERK ; CAPB ; Hek5 ; PCBC ; EPHT3 ; Tyro5 ; BDPLT22 ; EPHB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2048
GeneID	2048
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-540 de l'EPHB2 humain (NP_059145.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P29323
Poids protéique	117 kDa
Expédition	Sac de glace