


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ephb4 Pour Wb, Elisa - P54760

Numéro d'article: CM0029458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EPHB4 humain, adapté pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Conçu pour la recherche sur l'angiogenèse, le développement cardiovasculaire et la migration cellulaire en utilisant un immunogène protéique recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2050
ID de gène	2050
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54760
Poids de la protéine	108kDa
Expédition	Sac de glace