

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ephrin A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20827

Numéro d'article: CM0011805



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Ephrin A1 humain (B61, LERK-1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris. Idéal pour les applications de recherche sur l'angiogenèse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ephrin A1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	B61 ; EFL1 ; GMAN ; ECKLG ; EPLG1 ; LERK1 ; LERK-1 ; TNFAIP4 ; Ephrin A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1942
Identifiant du gène	1942
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Ephrin A1 humain (P20827).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20827
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace