

Anticorps Monoclonal Anti-Ephrine B2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P52799

Numéro d'article: CM0003489



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'Ephrine B2 humaine (EFNB2). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse, le développement neurologique et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ephrin B2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrine-B2; Ephrine B2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	1948
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'EFNB2 humain (P52799)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P52799
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace