

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ephrine B2 Pour Wb, Elisa - P52799

Numéro d'article: CM0015253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'éphrine B2 humaine, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude du développement neuronal et de l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ephrine B2 pAb de lapin
Remarques/Alias	HTKL ; EPLG5 ; Htk-L ; LERK5 ; éphrine-B2 ; Ephrine B2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1948
GeneID	1948
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 229 de l'éphrine B2 humaine (NP_004084.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P52799
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac de glace