

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ephx1 Pour Wb, Elisa - P07099

Numéro d'article: CM0023744

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant EPHX1 (époxyde hydrolase 1, mEH). Validé pour les applications WB et ELISA, réagit croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le métabolisme et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
Espèce	Humain
GenelD	2052
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-320 de l'EPHX1 humaine (NP_000111.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07099
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace