


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ephx2 Pour Wb Et Elisa - P34913

Numéro d'article: CM0002501



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant EPHX2 humain. Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des lipides et des voies de détoxification des xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EPHX2 Lapin mAb
Remarques/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2053
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'EPHX2 humain (P34913)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P34913
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace