


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ephx2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P34913

Numéro d'article: CM0021756



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre EPHX2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte EPHX2 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des fonctions de l'époxyde hydrolase et de la lipide phosphatase dans les voies de détoxification et de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHX2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2053
GeneID	2053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-240 d'EPHX2 humain (NP_001970.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34913
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace