


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epm2A Pour Wb, Elisa - 095278

Numéro d'article: CM0028396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EPM2A/laforine humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la maladie de Lafora, le métabolisme du glycogène et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EPM2A Lapin pAb
Remarques/Alias	EPM2; MELF; EPM2A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7957
ID de gène	7957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 244-331 de l'EPM2A humaine (NP_005661.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095278
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace