


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epn1 (Epsin-1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6I3

Numéro d'article: CM0024065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé dirigé contre l'EPN1 (Epsin-1) humaine. Adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible impliquée dans l'endocytose médiée par la clathrine et la courbure membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EPN1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	29924
GeneID	29924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-180 de l'EPN1 humaine (NP_037465.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6I3
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace