

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epn2 Pour Wb Et Elisa - 095208

Numéro d'article: CM0023078

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Epn2 (Epsine-2), élevé contre un peptide de souris et réactif croisé avec l'humain et le rat. Validé pour WB et ELISA ; conçu pour la recherche sur l'endocytose. Idéal pour les études sur l'endocytose médiée par la clathrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-Epn2
Remarques / Alias	lbp2 ; 9530051D10Rik ; Epn2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	22905
Identifiant du gène (Souris)	13855
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de l'Epn2 de souris (XP_006532226.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95208
Poids moléculaire de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace