

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epn2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95208

Numéro d'article: CM0020211

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'EPN2 humaine (epsine-2). Adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains. Indispensable pour l'étude de l'endocytose médiée par la clathrine et du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EHB21; EPN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22905
GeneID	22905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-300 de l'EPN2 humaine (NP_683723.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95208
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace