


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epo Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01588

Numéro d'article: CM0027795



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'érythropoïétine humaine (EPO). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA, et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'érythropoïèse et des troubles associés.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | EPO Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | EP; DBAL; ECYT5; MVCD2; EPO                                                                                                                    |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                        |
| Identifiant de gène  | 2056                                                                                                                                           |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 93 et 193 de l'EPO humain (NP_000790.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                          |
| Application          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                | P01588                                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 21kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                   |